

ДЕТСКИЙ ВЕРТИКАЛИЗАТОР
КОТЕНОК 2™



CE

Инструкция обслуживания и консервации

AKCES[®]**MED**



ВНИМАНИЕ! Производитель несет ответственность за правильное функционирование изделия исключительно в случае покупки его у квалифицированного сотрудника фирмы Akces-Med Sp. z o.o или в специальном магазине медицинских изделий.



Изделие медицинского назначения кл. 1 – удовлетворяющее все требования Европейской Директивы (93/42 / EWG) в соответствии с Положением о медицинских изделиях. Производитель предоставил декларацию соответствия ЕС. Обозначение производителя в Управлении по регистрации лекарственных средств изделий медицинского назначения и биоцидов PL/CA01 04088/W

Фирма AKCES-MED имеет внедренную систему управления качеством согласно с нормами ISO 13485 в процессе проектирования всей продукции , продажи и сервиса. Система сертифицирована Det Norske Veritas.

СОДЕРЖАНИЕ:

1. ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ ИНСТРУКЦИИ.....	5
2. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ИЗДЕЛИЯ.....	5
3. ОБЩЕЕ СТРОЕНИЕ ВЕРТИКАЛИЗАТОРА КОТЕНОК 2.....	6
3.1 Стандартная комплектация.....	6
3.2 Дополнительная комплектация.....	7
4. ВЕС И ГАБАРИТЫ.....	7
5. ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ.....	8
6. ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ ОБСЛУЖИВАНИЯ ВЕРТИКАЛИЗАТОРА КОТЕНОК 2.....	9
6.1 Настройка выдвижения платформы.....	9
6.2 Настройка стабилизатора туловища.....	10
6.3 Настройка стабилизатора колен	11
6.4 Настройка подголовника.....	12
6.5 Настройка подошвы фиксирующей ступни	12
6.6 Настройка столика.....	14
7. МОНТАЖ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ.....	15
8. РЕГУЛИРОВКА УСТРОЙСТВА К ЗАДНЕЙ ВЕРТИКАЛИЗАЦИИ.....	16
9. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ.....	17
9.1 Подготовка пациента.....	17
9.2 Инструкция по использованию изделия.....	18
9.3 Вертикализация.....	20
10. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ.....	22
11. КОНСЕРВАЦИЯ И ЧИСТКА.....	25

ВВЕДЕНИЕ

Вертикализатор разработано, чтобы помочь в процессе реабилитации детей с парезом нижних конечностей и туловища, делают возможным принятие стоячего положения. Использование древесины и живой облицовочной расцветки, симпатичного рисунка котенка способствует принятию ребенком вертикализатора более в качестве игрушки, чем как реабилитационное оборудование.

Это универсальное устройство, в котором можно посадить или поставить детей очень вялых со сниженным мышечным тонусом, а также детей с проблемой сильного напряжения мышц. Вертикализатор является универсальным устройством из-за широкого диапазона регулировки, которая будет представлена дольше в этой инструкции.

Пожалуйста, внимательно прочитайте эту инструкцию. Здесь Вы сможете найти информацию о нашем изделии и узнать, как безопасно и эффективно его использовать.

Если у Вас возникнут вопросы или замечания, пожалуйста, свяжитесь с медконсультантом нашей фирмы (тел. 0508 382 509) или непосредственно с Akces-MED Sp. z. o.o (тел. 864 04 70 0-17). Это устройство, предназначенное для активной реабилитации детей-инвалидов.

Устройство позволяет пациенту самостоятельно (но под наблюдением), безопасно стоять и играть в устройстве.

Благодарим Вас за покупку нашего изделия. Благодаря своей простоте вертикализатор является необыкновенно ценным устройством в реабилитации людей с ограниченными возможностями в домашних условиях и в больницах, реабилитационных отделениях, а при правильном использовании значительно улучшает качество жизни детей.



ВНИМАНИЕ! Перед употреблением изделия пользователь обязан ознакомиться с этой инструкцией. Пожалуйста, помните о том, что применение продукта согласно рекомендациям, содержащимся в инструкции, позволяет безопасно его использовать и способствует сохранению его прочности и эстетики.

1. ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ ИНСТРУКЦИИ

Настоящая инструкция содержит основную информацию: как правильно пользоваться СТАТИЧЕСКИЙ ВЕРТИКАЛИЗАТОР КОТЕНОК 2, подготовить изделие к работе, как хранить и чистить коляску, а также условия гарантии. Руководство это следует хранить в легко доступном месте. Инструкция предназначена для лиц ухаживающих непосредственно за больными, а также для врачей и физиотерапевтов обслуживающих изделие.



ВНИМАНИЕ! Перед использованием СТАТИЧЕСКИЙ ВЕРТИКАЛИЗАТОР КОТЕНОК 2 пользователь обязан ознакомиться с этой инструкцией.

Пожалуйста, помните о том, что применение продукта согласно рекомендациям, содержащимся в инструкции, позволяет безопасно его использовать и способствует сохранению его прочности и эстетики.

2. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ИЗДЕЛИЯ

Вертикализатора КОТЕНОК 2


Клинические исследования с использованием людьми с ограниченными возможностями статических и динамичных вертикализаторов доказывают важность применения этих устройств в процессе реабилитации пациента. Они облегчают лечение и служат для профилактики многих сопутствующих заболеваний, в частности:

- заболевания сердечно сосудистой системы;
- предотвращение и облегчает лечение сосудистых застоев
- улучшают вентиляции легких и предотвращают их воспаления, снижают риск возникновения эмболии легких служат для профилактики и лечению остеопороза,
- облегчают лечение застоев в мочевой системе,
- улучшают перистальтику кишечника;

3. ОБЩЕЕ СТРОЕНИЕ ВЕРТИКАЛИЗАТОРА КОТЕНОК 2

3.1. Стандартная комплектация






1. Рама на колесах
2. Стабилизатор ступней
3. Стабилизатор колен
4. Бедренные пелоты
5. Грудные пелоты
6. Ремень для стабилизации бедер
7. Ремень для стабилизации грудной клетки
8. Подголовник (применяется во время задней вертикализации)
9. Столик



3.2. Дополнительная комплектация

 <p>KT_012 Чехол на подголовник из хлопка</p>	 <p>KT_023 Мягкая обивка на столик</p>	 <p>KT_003 Подошвы с регулировкой в трех плоскостях</p>	 <p>KT_004 Ремень поддерживающий голову</p>
 <p>KT_005 Столик с миской</p>	 <p>KT_001 Столик для мануальной терапии</p>		

4. ВЕС И ГАБАРИТЫ

Вес (кг)		Габариты [см]		
Максимальный вес пользователя	Вес изделия	Высота изделия	Ширина изделия	Длина изделия
				
45	24	98	60	81

5. ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ

ПЕРЕДНЯЯ ВЕРТИКАЛИЗАЦИЯ

		КОТЕНОК 2							
Передняя вертикализация		Расстояние между локтевыми пелотами (см)	Расстояние между бедренными пелотами (см)	Расстояние между угором для грудной клетки и рамой (см)	Расстояние между стабилизатором колен и рамой (см)	Расстояние между коленными пелотами (см)	Длина подошвы (см)	Расстояние между столиком и рамой (см)	Угол вертикализации (°)
	Мин.	19	19	75	13,5	15	14	92	
Макс.	30	30	92	39	24	23			0-90°



ЗАДНЯЯ ВЕРТИКАЛИЗАЦИЯ

		КОТЕНОК 2								
Задняя вертикализация		Расстояние между грудными пелотами (см)	Расстояние между бедренными пелотами (см)	Расстояние между угором для грудной клетки и рамой (см)	Расстояние между стабилизатором колен и рамой (см)	Расстояние между подлокотником и рамой (см)	Расстояние между коленными пелотами (см)	Длина подошвы (см)	Расстояние между столиком и рамой (см)	Угол вертикализации (°)
	Мин.	19	19	75	13,5	86	15	14	108	
Макс.	30	30	92	39	127	24	23			0-90°





6. Подробное описание обслуживания Вертикализатора КОТЕНОК 2

6.1 Настройка выдвижения платформы

является одной из основных настроек устройства для пользователя. Для этого следует:




- Вынуть винт из нижней части вертикализатора ключом на 5 мм (пункт 11 Рисунок стр. 6), который прилагается к устройству (рис. 6.1),
- установить желаемое положение платформы (рис. 6.2),
- Вставить винт в следующее отверстие и затянуть с помощью гаечного ключа (рис. 6.2).



6.2 Настройка стабилизатора туловища

С целью правильной настройки стабилизатора туловища необходимо:

- ослабить винты
- настроить желаемое положение
- затянуть винты гаечным ключом (рис. 6.3)
- настроить положение бедренных подушек
- настроить расстояние между бедренными и грудными подушками (рис. 6.5).



6.3 Настройка стабилизатора колен

С целью правильной настройки стабилизатора колен необходимо:

- настроить положение высоты стабилизатора колен (рис. 6.6);
- настроить расстояние подушек колен (рис. 6.7);
- настроить положение подколенной подушки (рис. 6.8);
- в случае настройки устройства для вертикализации при поддержке; сзади дополнительно следует отрегулировать положение подушек колен (рис. 6.9).




фото 6.6




фото 6.7




фото 6.8




фото 6.9

6.4 Настройка подголовника

Подголовник используется только при задней вертикализации. Способ его установления указан в разделе 7 на фото 1.

Для правильного установления подголовника следует:

- Установить высоту, соответственный угол положения относительно головы пациента и его смещение вперед (фото 6.10),
- затем соответственно приспособить подголовник к величине головы ребенка (фото 6.11).




фото 6.10



фото 6.11

6.5 Настройка подошвы фиксирующей ступни

а) Блокировки

С целью соответствующей настройки блокировок подошв фиксирующих ступни следует:

- установить положение и расстояние блокировок (рис. 6.12)
- установить ширину блокировок в соответствии с обувью, в которой ребенок будет вертикализировано (рис. 6.13).




фото 6.12




фото 6.13

б) Регулируемые подошвы в трех плоскостях (Дополнительное оборудование)

Если устройство оснащено регулируемыми подошвами в трех плоскостях следует настроить расположение и расстояние подошв (рис. 6.14), наклон подошв в стороны (рис. 6.15).




фото 6.14




фото 6.15

6.6 Настройка столика

Способ установки и угла положения столика представлен на рисунках 6.16, 6.17 и 6.18. Если во время вертикализации при поддержке сзади необходимо дополнительное снижение столика, выходящее за пределы стандартной настройки, следует повернуть скобку так, как показано на рис. 6.19




фото 6.16




фото 6.17




фото 6.18



фото 6.19

7. МОНТАЖ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ

7.1 Столик для мануальной терапии

Столик для мануальной терапии должен устанавливаться после процесса вертикализации. С целью настройки столика следует положить его на базовом столе и закрутить од нижней части двумя винтами, так как изображено на рис. 6.20 и 6.21.




фото 6.20




фото 6.21

7.2 Ремень, поддерживающий голову

Ремень крепится на липучках к задней части подголовника (рис. 6.22). Он используется только для настройки устройства при задней вертикализации.



фото 6.22

7.3 Мягкая накладка на столик

Для установления мягкой накладки на столик, следует






- На доску столика наклеить 5 самоклеящихся липучек
- Наложить накладку таким образом, чтобы края накладки совпадали с краями столика



8. РЕГУЛИРОВКА УСТРОЙСТВА К ЗАДНЕЙ ВЕРТИКАЛИЗАЦИИ

С целью подготовки устройства к задней вертикализации следует:

- 1 - прикрепить подголовник
- 2 - откинуть скобки столика
- 3 - откинуть подушки, поддерживающие колена
- 4 - откинуть блокираторы в стабилизаторе подошв



9. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ



ВНИМАНИЕ! СТАТИЧЕСКИЙ ВЕРТИКАЛИЗАТОР КОТЕНОК 2 следует пользоваться только согласно настоящей инструкции и только в присутствии подготовленного лица. Перед каждым использованием изделия следует подготовить пациента и изделие!

9.1. Подготовка пациента

Перед тем, как пользоваться изделием следует позаботиться о том, чтобы:

- одежда пациента была легкой, свободной, лучше спортивной,
- обувь была удобной, надежно стабилизирующей голеностопный сустав,
- пациент не находился в коляске без одежды охраняющей тело в местах контакта с обивкой для личной гигиены и с целью предотвращения раздражений кожи от контакта с обивкой,
- при наличии канюлей, дренажей, мочеприемников, катетеров следует обратить внимание на то, чтобы их не вырвать, не надавить, не зажать, и чтобы они не мешали во время пользования коляской,
- в случае рекомендации по использованию ортопедического оборудования (шейный воротник, корсет, ортезы, ортопедическая обувь) – одеть их.



ВНИМАНИЕ! Одежда должна защищать кожу пациента от непосредственного контакта тела с обивкой и другими



ВНИМАНИЕ! Решение по применению определенного ортопедического оборудования принимает лечащий врач!

9.2. Инструкция по использованию изделия

1. Для правильного пользования изделием следует:

- разложить устройство;
- установить изделие на ровной поверхности без наклона, оставляя полный доступ к вертикализатору ;
- убедиться, что все части вертикализатора исправны, надежно закреплены и неподвижны;
- нажать тормоза;
- приспособить изделие к размерам пациента;
- заблокировать тормоз;
- Сконфигурировать устройство для заранее выбранного способа вертикализации

Стандартно оборудование всегда настроено для передней вертикализации. Настройка устройства для задней вертикализации представлена в главе 8 данной инструкции.



Внимание! Способ вертикализации выбирает лечащий врач или терапевт!

- Адаптация устройства для пациента
- С целью настройки вертикализатора для положения лежа, следует разблокировать его, нажимая на педаль (рис. 8.1)
- Расстегнуть ремни, поддерживающие грудную клетку бедра и если вертикализатор дополнительно, тогда также ремни, поддерживающие ступни, голову.
- Разблокировать стабилизатор коленей, оттягивая крепления и оборачивая их на 90°, как это представлено на рис. 8.2



фото 8.1




фото 8.2

Устройства будут надлежащим образом выполнять свои функции , если полностью будет адаптировано под рост и вес тела пациента. Главное правило при настройке регулиций вертикализатора обеспечить максимальный комфорт пациенту и чувство безопасности. Не принуждайте пациента принять не естественную для него позицию, это вызовет дискомфорт человека.



ВНИМАНИЕ! Первоначальную настройку устройства к пациенту производит только обученный персонал и продолжает человек, обученный в семье. Правильная настройка устройства является необходимым для обеспечения безопасности и определяет правильный курс реабилитации пациента.



ВНИМАНИЕ! Перед пользованием коляской следует убедиться, что все ремни и предохраняющие средства правильно отрегулированы и застегнуты, а крепления регулируемых элементов надежно закручены!

9.3. Вертикализация

Для вертикализации пациента следует:

1. Подготовить место для вертикализации. Помещение со свободным пространством, безопасно (следует убрать из пола игрушки и другие предметы).
2. Придвинуть вертикализатор как можно ближе места, где находится пациент.
3. Блокировать колеса у вертикализатора, у коляски или у другого изделия, в котором находится пациент.
4. Поместить пациента в изделие и убедиться в том, что все правильно установлено (фото 10.4 и 10.5).

Передняя вертикализация



фото 10.4

Задняя вертикализация



фото 10.5

5. Пристегните пациента всеми доступными ремнями и заблокируйте стабилизатор колен, следует также убедиться, чтобы штыри вскочили на свое место (фото 10.1).

6. Убедиться в том, что все ремни и обоймы правильно отрегулированы и застегнуты



фото 10.1

7. Удерживая обеими руками пациента вместе с верхней подвижной частью изделия, снять блокирование вертикализатора нажимая на педаль и медленно переместить пациента в нужное положение, затем, отпустив педаль, заблокировать вертикализатор.
8. Установить столик (при задней вертикализации).
9. Для того, чтобы переместить пациента с вертикализатора в другое место, следует выполнить действия в обратном порядке.

ВНИМАНИЕ!

Количество времени для вертикализации индивидуально для каждого пациента. В начале вертикализации следует постепенно увеличивать это время (для адаптации организма к новому положению). Решение о сроке вертикализации принимает лечащий врач или физиотерапевт. Вертикализация пациента должна происходить под присмотром подготовленных лиц!

Рекомендуется отвлекать внимание пациента во время вертикализации:

- манипуляционными играми
- развивающими играми
- стимуляцией через касание и др.



ВНИМАНИЕ! Каждый раз перед использованием вертикализатора следует приспособить его к пациенту!



ВНИМАНИЕ! Перед вертикализацией следует убедиться, что все ремни правильно отрегулированы и застегнуты, а крепления регулировочных элементов надежно закручены!



ВНИМАНИЕ! Запрещается оставлять пациента в вертикализаторе без присмотра опекуна!



ВНИМАНИЕ! Неправильно установленное изделие может привести к побочным явлениям, таким как: обмороки, деформация тела, перегрузка суставов и др. При их наличии следует немедленно прекратить пользование изделием, вытащить пациента из вертикализатора и положить отдельно. Если побочные явления не прекращаются, следует немедленно обратиться к врачу. Если побочные эффекты прекратились, следует сообщить об этом лечащему врачу для принятия соответственного решения относительно последующих шагов процесса вертикализации.

10. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ



ВНИМАНИЕ! Вертикализатором КОТЕНОК 2 следует пользоваться только согласно прилагаемой к ней инструкции!

Перед решением купить вертикализатор КОТЕНОК 2 следует посоветоваться с врачом специалистом или работником по реабилитации для правильного подбора коляски и ее размера. Перед началом использования вертикализатором следует ознакомиться со всеми указаниями находящимися в данной инструкции.

1. Каждый раз, перед использованием вертикализатора, следует:

- проверить вертикализатор на наличие повреждений или других браков, из-за которых пациенту может угрожать опасность во время пользования.
- Следует убедиться, что все элементы исправны и правильно закреплены, а изделие не имеет следов трещин или любой деформации;
- проверить, не раскрутились ли шурупы, гайки и другие нарезные, клеенные и шитые соединения;
- проверить исправность тормозов;
- проверить правильно ли работают пряжки;
- всегда пользоваться ремнями безопасности, липучки в этих ремнях должны заходить на себя минимум на 8 см;
- приспособить изделие к размерам и нуждам пациента, напр. установление пелот, подножки и др.;

- убедиться, что подвижные части и ручки для регулировки изделия стабильны и заблокированы;
 - обеспечить надежную стабилизацию пациента посредством: жилета, ремней стабилизирующих ступни, пелот, межбедренного клина, подголовника. Это предохраняет пациента от выпадения или выскользывания из вертикализатора;
2. Запрещается пользоваться вертикализатором не по назначению!
 3. Запрещается пользоваться изделием при наличии повреждений и если не хватает какой-либо части.
 4. Запрещается оставлять пациента в коляске без присмотра взрослого.
 5. Не следует пользоваться изделием если в близости нет обученного опекуна или медицинского персонала.
 6. Запрещается оставлять пациента в вертикализаторе на неровной поверхности без опекуна, даже при нажатии тормозов
 7. Запрещается спускаться/подниматься коляской по ступенькам, ни с пациентом, ни без него.
 9. Вставать вс вертикализатор следует всегда при нажатом тормозе.
 10. Следует обратить внимание, чтобы во время пользования вертикализатором между регулируемых элементов
 11. Несмотря на то, что изделие вместе с обивкой выполнено из материала не поддерживающего горение, во время пользования следует избегать приближения к открытым источникам огня или высокой температуры. Вертикализатор не должен храниться или использоваться в помещениях с высокой влагой воздуха.
 12. Во время перевозки вертикализатора без пациента следует надежно предохранить ее от возможных повреждений. Изготовитель не несет ответственности за повреждения возникшие при неправильной защите изделия во время транспорта.



ВНИМАНИЕ! Изделие эксплуатируется только внутри помещения!



ВНИМАНИЕ! Изделие содержит мелкие части, которые может проглотить ребенок – это опасно!



ВНИМАНИЕ! Запрещается изменять что-либо в конструкции – это может быть опасно для пациента и приводит к потере гарантии.



ВНИМАНИЕ! Первая вертикализация пациента происходит обычно в реабилитационном центре отделений неврологии, нейрохирургии или ортопедии. Вертикализацию совершает врач вместе с физиотерапевтом, поскольку в первый раз могут возникнуть некоторые сложности медицинского характера, например: Общее ослабление, обморок, резкое снижение давления, заворот головы и др. Вертикализация продолжается в домашней обстановке под присмотром квалифицированного и подготовленного медперсонала (техник по реабилитации, медсестра, обученные члены семьи).



ВНИМАНИЕ! Не следует превышать максимально допустимого веса пользователя указанного на заводской табличке, а так же в таблице размеров на стр. 7 инструкции.

- 1) AKCES-MED. Sp. z o.o. продает изделия исправны технически, без конструкционных, монтажных, материальных браков и каких-либо повреждений
- 2) Вертикализатор КОТЕНОК 2 имеет гарантийный срок 24 месяца считая со дня покупки изделия пациентом. В этот период изготовитель гарантирует бесплатный ремонт, согласно гарантийному талону.
- 3) Повреждения возникшие или обнаруженные после 24-месячного срока можно удалить за счет пользователя. Если изделие подлежит программе возвращения финансов, в таком случае Пользователь может подать заявление в НФЗ о возвращении финансов за оплату ремонта изделия, выполненного в рамках послегарантийного сервиса.
- 4) Изготовитель устанавливает срок пользования изделием на 36 месяцев. После этого срока Пользователь может использовать изделие только при условии предъявления изделия Изготовителю для просмотра. После просмотра Изготовитель повторно устанавливает срок пользования изделием и дату следующего просмотра.
- 5) В случае повреждения изделия следует связаться с дилером, у которого было куплено изделие или с Отделом Обслуживания Клиента в фирме AKCES-MED (тел. 17/ 864 04 70).

10. КОНСЕРВАЦИЯ И ЧИСТКА

КОТЕНОК 2 является медицинским оборудованием, поэтому следует хранить его в чистоте и пользоваться им по инструкции. Изделие хранить в чистом, сухом, вентилируемом помещении. Консервацию и чистку производить минимум раз в месяц. Своевременная чистка коляски необходима для правильного и безопасного функционирования изделия.

Для соблюдения эстетики Вертикализатор следует выполнять ее консервацию. Для этого следует выполнять следующее:

1. Рекомендуется мыть обивку теплой водой мягкой тряпкой с применением мягких общедоступных моющих средств. Применение слишком мокрой тряпки приводит к расширению пятен, повреждению обивки или пенки внутри ее. Следует помнить об удалении излишка влаги с ткани перед повторной чисткой. После выведения пятен, обивку ополоскать теплой водой с применением чистой белой тряпки.
2. Обивку не следует замачивать!
3. Не рекомендуется применять твердую щетку.
4. Запрещено чистить обивку сильнодействующими химическими моющими средствами, такими как: растворитель, ядовитые вещества, хлорка.



ВНИМАНИЕ! Фирма Akces-MED Sp. z o.o. не несет ответственности за повреждения нанесенные вследствие применения несоответственных моющих средств.

5. Не допускать промокание обивки во время чистки. Каждый раз перед использованием коляски обивка должна быть сухой!
6. Запрещается чистить, производить замену частей, заниматься консервацией коляски во время использования ее пациентом.
7. Металлические и пластмассовые элементы следует чистить вручную с помощью общедоступных моющих средств для искусственных веществ, ознакомившись с указаниями производителя моющих средств.



ВНИМАНИЕ! Каждый раз перед использованием коляски обивка всегда должна быть сухой!

Перед использованием изделия следует:

- почистить колеса от грязи
- проверить, приподняв основу, закручены ли надежно все колеса, не испорчены ли они, блокируют ли тормоза вращающееся колесо;
- убедиться, что деревянные части не имеют выступающих осколков (напр. столик);
- проверить, или конструкция коляски не имеет следов трещин или других деформаций;
- проверить, или все подвижные части двигаются в полном объеме, а все шурупы, гайки, ручки и др. Укомплектованы и надежно закручены;
- проверить, или ремни жилета, ремни туловища, ремни стабилизирующие ступни и др. не потертые, изношенные, а пряжки и застежки работают правильно.



ВНИМАНИЕ! Производитель несет ответственность только в случае скрытых браков или повреждений вследствие правильного пользования изделием. Только в случае точного следования настоящим рекомендациям, ответственность за правильное функционирование коляски возлагается на производителя.



ВНИМАНИЕ! В случае какого-либо повреждения изделия следует связаться с уполномоченным продавцом, у которого было куплено изделие.





ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ОРТОПЕДИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ



Akces-MED Sp. z o.o.
ul. Leszka Czarnego 3, 35-615 Rzeszów
tel. (17) 864 04 70

www.akces-med.com
e-mail: akces-med@akces-med.com

Уполномоченный Дилер



Дата издания: 06.10.2010 Дата последней актуализации: 08.04.2015



Akces-MED Sp. z o.o. оставляет за собой право введения технических и коммерческих изменений в содержание инструкции без предварительного предупреждения. Любое изменение будет определяться датой последней актуализации..