

## ПАСПОРТ

### Коляска инвалидная с электроприводом LK36B

Изготовитель: Чжаоквинг Дингху Медикал Эквипмент Фэктори (КНР)  
Импортер: ООО «Мега-Оптим» (Россия)



#### Основные размеры и конструктивные характеристики:

Длина 800 мм,  
Ширина 570 мм,  
Высота 840 мм,  
Высота спинки -365 мм,  
ширина сиденья- 40 см.  
Колесная база: 450 мм  
Протектор: 550 мм  
Дорожный просвет: 100 мм  
Радиус разворота: 750 мм  
Вес: 22 кг  
Нагрузка: 120 кг  
Переднее колесо : 200x50 мм  
(пневматические)  
Задние колеса: 200мм X 50 мм  
(полиуретановые)

#### Электрические характеристики:

Мотор: бесщеточный постоянного тока (моторколесо)  
Номинальное напряжение: 24В  
Номинальная мощность: 150 Втх2  
Модель аккумулятора: ИТП-24-08  
Зарядное устройство: АС220 В, 50 Гц  
Мощность: 8А  
Макс. Выходной ток: 2А  
Макс. Выходной ток контроллера: 22А  
Ток непрерывной работы: 5А  
Регулятор скорости: бесступенчатый  
Индикатор напряжения: Светодиодный

## Основные технические характеристики:

Максимальная скорость: 6 км/ч

Тормозные характеристики:  $\leq 1.0\text{m}$  Максимальный уклон:  $10^\circ$

Потребляемая мощность: 1.2 кВт • ч/100 км

Продольная устойчивость:  $20^\circ$

Поперечная устойчивость:  $15^\circ$

Теоретический пробег на одной зарядке: 30 км

(для батареи стандартной конфигурации)

Кресло-коляска предназначено для передвижения больных и инвалидов с частичной утратой функций опорно-двигательного аппарата по любым покрытиям. Электрическая коляска может использоваться для езды дома, на садовых дорожках и на гладких дорогах вокруг зданий. Согласно Правилам дорожного движения этот тип электрической коляски не является средством передвижения, он сконструирован исключительно для инвалидов и пожилых людей. Для управления электроколяской не нужно иметь водительские права, но необходимо соблюдать правила дорожного движения во время движения.

## Гарантийные обязательства.

Гарантируется соответствие кресел-колясок требованиям нормативных документов (ГОСТ Р 51081-97, ГОСТ Р 51083-97) при соблюдении условий транспортировки и эксплуатации. Для того чтобы производитель мог обеспечить вас гарантией на данное изделие, вы должны соблюдать следующие правила. Покупайте электроколяску только у авторизованного дилера или у производителя. Во время использования руководствуйтесь данным руководством пользователя. Для обслуживания обращайтесь в специализированный сервисный центр.

### Гарантийное соглашение

Гарантийные обязательства	Гарантийный период	Примечание
Рама	1 год	непреднамеренное повреждение
Двигатель	1 год на ремонт 1 месяц на замену	непреднамеренное повреждение
Литиевый аккумулятор	6 месяцев	непреднамеренное повреждение
Модуль управления	1 год	непреднамеренное повреждение
Джойстик	3 месяца	непреднамеренное повреждение
Быстроизнашивающиеся детали	не подлежат	шины, обивка сидения и спинки, подлокотники

# Поиск и устранение неисправностей

№.	Проблема	Причина	Решение
1	Невозможно включить питание	Модуль управления питанием не подключен	Подключить модуль управления
		Модуль управления и пульт управления не соединены	Соединить при помощи 4-пинового разъема
		Низкий заряд батареи	Зарядите батарею
2	Индикация неисправностей на пульте управления	№.1 Мигает красный индикатор: низкий заряд батареи	Зарядите батарею
		№.2 Мигает красный индикатор: Джойстик без сигнала связи	Проверьте 4-пиновый разъем или замените джойстик
		№.3 Мигает красный индикатор: Заряжается	Во время зарядки вождение запрещено.
		№.4 Мигает красный индикатор: Двигатель не подключен	Вставьте кабель двигателя и закрепите соединение
		№.5 Мигает красный индикатор: Электромагнитный тормоз не подключен	Вставьте кабель двигателя и закрепите соединение
3	Отклонения в работе и шумы двигателя во время начала движения	Установлен слишком низкий предел максимальной скорости	Установить выше
		Выход из строя одного из двигателей	Замените двигатель
4	Сокращение пробега	Не соответствующие условия окружающей среды	Это нормальные характеристики батареи
		Движение по неровной поверхности или склону	Потребление энергии увеличивается – это нормально
		Емкость батареи уменьшилась	Замените батарею
5	Неисправности при зарядке аккумулятора	Индикатор зарядки не горит	Замените батарею
		Зеленый индикатор горит постоянно	Проверьте 4-пиновый разъем или замените батарею
		Время зарядки сократилось	Емкость уменьшилась, замените батарею.

## **Сведения о сертификации**

Декларация о соответствии № РОСС СN.ИМ25.Д09875,  
срок действия с 29.05.2014г. по 28.12.2016г.

Регистрационное удостоверение ФС №2006/2501  
срок действия с 28.12.2006г. по 28.12.2016г.

Изготовитель: Чжаоквинг Дингху Медикал Эквипмент Фэктори (КНР)

Импортер: ООО «Мега-Оптим» (Россия)

## **ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН**

1. Дата покупки отмечается продавцом в гарантийном талоне.
2. При отсутствии такой отметки срок гарантии исчисляется с даты изготовления изделия
3. В случае обнаружения неисправностей в изделии в гарантийный период, покупатель может обратиться к продавцу для его ремонта только при наличии настоящего талона.

Дата продажи \_\_\_\_\_

Дата изготовления \_\_\_\_\_

### **ООО «Мега-Оптим»**

Контактный телефон: **(495) 968-80-83** (многоканальный),

Адрес: г. Москва, поселение Первомайское, хутор Ильичевка, стр.3

**[www.mega-optim.ru](http://www.mega-optim.ru)**

Подпись продавца \_\_\_\_\_

Подпись покупателя \_\_\_\_\_

*У производителя есть право вносить изменения в данное руководство.*