

ПАСПОРТ

Оборудование для подъема и перемещения. Пандус складной 3-х секционный (рампа передвижная) MR 603T-1.6М, MR 603T-1.8М

Производитель: Вонш Рэмп Индустри КО Лимитэд (Китай)

1. Назначение изделий

Пандусы (Рампы) устанавливаются в местах присутствия маломобильных групп населения, с целью обеспечения соответствия мест требованиям доступности и безопасности.

2. Сведения о продукции

Пандусы (Рампы) изготовлены из легкого прочного и устойчивого к коррозии алюминиевого сплава, снабжены противоскользящим рифлением. Конструктивные особенности позволяют обеспечить при транспортировке и хранении минимальные габариты и вес.

Выбор пандуса (рампы) должен производиться с учетом разрешенной в паспорте на пандус нагрузки, а также требований СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» и СП 35-101-2001 «Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности для маломобильных групп населения»

3. Технические характеристики

№	Наименование	Шири-на пандус, см	Длина боковых секций, см	Длина центральной секции, см	Длина пандуса в рабочем состоянии, см	Грузоподъемность, кг	Длина пандуса в сложенном состоянии, см
1	MR 603T-1.6М	75	46	77	169	270	77
2	MR 603T-1.8М	75	46	92,5	184,5	270	92,5

Условия эксплуатации изделия от -40 до +40 град. С по ГОСТ 15150 – 69.

4. Комплект поставки

1. Пандус - 1 шт.
2. Паспорт – 1 шт.



3. Гарантийный талон -1шт.

5. Меры предосторожности

Рабочие поверхности секций пандусов не должны содержать масляных пятен, быть заледенелыми и заснеженными. Поверхность секций пандуса должна быть сухой и чистой, не содержать заусенцев, задиров, острых кромок и выступающих крепежных изделий, способных причинить вред пользователю. Не используйте пандус, если не уверены в его исправности.

6. Класс риска

Класс потенциального риска применения 1 (Изделия с низкой степенью риска) по ГОСТ Р 51609-2000.

7. Назначенный срок службы

Назначенный срок службы устанавливается заводом изготовителем и составляет не менее 3-х лет с момента ввода изделия в эксплуатацию.

8. Гарантийные обязательства

7.1. Производитель не несёт ответственности за повреждения изделия вызванные:

Неправильным монтажом частей и аксессуаров;

Самостоятельно проведенным ремонтом или изменением конструкции изделия и его деталей, использованием не оригинальных запасных частей;

Повреждений, причиной которых является воздействие вредных атмосферных условий;

Несоблюдением условий эксплуатации и хранения.

7.2. Гарантийное обслуживание предоставляется только при наличии оригинала гарантийного талона, содержащего дату покупки с печатью продавца.

В случае незаполненного гарантийного талона, а также внесения поправок в гарантийный талон не уполномоченным лицом, в предоставлении гарантийного обслуживания будет отказано.

7.3. Гарантийный талон является единственным и исчерпывающим подтверждением права покупателя на получения компенсации.

7.4. Гарантийный срок службы один год с момента продажи.

Гарантийное обслуживание производится, при наличии гарантийного талона, по адресу Россия, 143396, Москва, поселение Первомайское, хутор Ильичевка, стр. 3. Тел. (495) 777-3600.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Наименование изделия	Пандус MR 603T
Серийный номер изделия (если имеется)	
Дата изготовления изделия	
Наименование Производителя	Wonsh Ramp Industry Co., LTD
Адрес Производителя	Yanling 3 Cun of Ligang zhen, Jiangsu China
Наименование Уполномоченного представителя Производителя	ООО «Мега – Оптим»
Адрес Уполномоченного представителя Производителя	Россия, 143396, Москва, поселение Первомайское, хутор Ильичевка, стр. 3. Тел. (495) 777-3600.
Дата отгрузки продукции торговой организации. Подпись уполномоченного лица ООО «Мега-Оптим», заверенная печатью	
Наименование торговой организации.	
Адрес торговой организации	
Дата продажи изделия, подпись продавца торговой организации, заверенная печатью торговой организации	
С условиями предоставления гарантий ознакомлен. Покупатель Ф.И.О. _____	Подпись покупателя _____
Записи о гарантийных случаях	
Дата наступления гарантийного случая	
Сведения о неисправности	
Способ устранения неисправности	
Дата устранения неисправности	
Неисправность устранил, подпись лица устранившего неисправность	