

C2000

Мощная и динамичная



На фото кресло-коляска в комплектации с сиденьем Recaro и удлиненными подлокотниками

S2000 по праву занимает лидирующую позицию среди моделей в классе прогулочных кресел-колясок с электроприводом, благодаря своим ходовым качествам и мощности. Использование инновационной системы независимого привода поворотных колес Servo делает S2000 маневренной, надежной и легкой в управлении даже во время поездок на дальние расстояния и по бездорожью.

Двигаясь на максимальной скорости, пользователь может не беспокоиться о безопасности и комфорте, так как специалисты компании ОТТО БОКК уже позаботились об этом, оснастив S2000 шасси с регулируемыми амортизаторами, адаптивной системой управления и возможностью выбора оптимального положения сиденья, а мощный двигатель позволяет преодолевать расстояния до 50 км без подзарядки.

Ключевые особенности

- Запас хода до 50 км.
- Багажник в стандартной комплектации.
- Инновационная система цепного управления поворотными колесами.
- Возможность выбрать как передний, так и задний привод.
- Возможность установки специальных систем управления.



• Съемные фары, установленные на держателях подлокотников



• Шасси с регулируемыми амортизаторами для максимально комфортной езды



• Багажник (входит в базовую комплектацию)

Стандартная комплектация

- Скорость 6 км/ч.
- Контроллер enAble50.
- Аккумуляторные батареи гелевые 94 Ah (C5).
- Запас хода до 50 км.
- Стандартное сиденье малое / большое.
- Инновационная система цепного управления поворотными колесами.
- Полка для багажа.
- Зарядное устройство.
- Передние колеса 14 дюймов.
- Шасси с амортизаторами.
- Подножки с держателем в центре.
- Комплект брызговиков на все колеса.
- Освещение LED в передней и задней частях рамы в соответствии с международными стандартами.
- Цвета рамы: синий (Sky blue), серебристый металлик (Stainless steel silver), красный (Sparkle Red), оранжевый (Sparkle light orange), черный (Jet black RAL 9005).

Дополнительные опции

- Скорость 10 км/ч.
- Специальные системы управления (подбородком, ногой, дыханием).
- Пульт для сопровождающего лица.
- Стандартное сиденье XL.
- Контурное сиденье мало / большое / XL.
- Анатомическое сиденье Resaro.
- Электрорегулировка угла наклона сиденья.
- Электрорегулировка угла наклона спинки.
- Электрорегулировка высоты сиденья до 40 см.
- Различные варианты подножек.
- Другие цвета рамы по запросу пользователя.

Индивидуальные решения

- Регулируемый по углу наклона съемный пульт для сопровождающего лица.
- Встроенный в столик пульт с электронным механизмом складывания.



• Подножка с держателем в центре



• Съемные боковые панели с электроосвещением

Нестандартные решения

- Повышенная грузоподъемность до 200 кг.



- Инновационная система цепного управления поворотными колесами



- Пульт управления enAble50



- Специальное строение диска для легкой смены покрышек



- Контурное сиденье малое/большое/XL



- Электрорегулировка высоты сиденья до 40 см

Технические характеристики	
Скорость	6 / 10 км/ч
Аккумуляторные батареи	94 Ah (C5) гелевые
Запас хода	50 км
Контроллер	enAble50 (130 A)
Максимальный вес пользователя	160 кг / до 200 кг
Максимальная высота преодолеваемых препятствий	10 см (задний привод) 14 см (передний привод)
Угол подъема	22%
Общая длина, включая подножки	116 / 139 см
Общая ширина	68 см
Радиус разворота	98 см

Высота сиденья (без подушки)	47 / 53 см (передний / задний привод)
Ширина сиденья	38–56 см
Глубина сиденья	
Стандартное сиденье	38–50 см, с шагом в 2 см
Контурное сиденье Resaro	36–48 см, с шагом в 2 см 38–56 см
Угол наклона спинки	от -9° до +30°
Угол наклона сиденья	30° / 45°, электрорегулировка
Высота спинки	45 / 50 / 55 см
Высота подлокотников	22,5 – 35 см
Длина подножки	
Стандартное сиденье	25 – 54 см
Контурное сиденье	28 – 54 см