

Приспособления для санитарных комнат  
**Стул функциональный ортопедический**

ПАСПОРТ [www.gradusnik.pro](http://www.gradusnik.pro)

Производитель: Фошан Донгфанг Медикал  
Эквипмент Мануфэктори (КНР)  
Поставщик: ООО «Мега-Оптим» (Россия)  
Модель: **FS 895 L**

**Основные технические характеристики:**

Ширина – 480 мм  
Ширина сидения – 440 мм  
Ширина между поручнями – 460 мм  
Высота от поручней до пола – от 620 до 750 мм  
Ширина спинки – 480 мм  
Масса – 6,5 кг  
Грузоподъемность – до 100 кг



Приспособление для санитарных комнат используется как кресло-туалет при уходе за больными в условиях стационара или в домашних условиях. Каркас изделия изготовлен из алюминия. Сидение изготовлено из кожзаменителя, при необходимости снимается. Санитарное устройство съемное, с крышкой. Высота изделия регулируется кнопочным фиксатором. Подлокотники фиксированные, пластмассовые, с антискользящим рифлением. Конструкция не складная, легкая, переносная.

**Комплект поставки**

1. Стул функциональный ортопедический – 1 шт.
2. Паспорт и инструкция по эксплуатации – 1 шт.

### Гарантийные обязательства

Гарантируется соответствие кресел-колясок требованиям нормативных документов (ГОСТ Р 51081-97, ГОСТ Р 51083-97) при соблюдении условий транспортировки, хранения и эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня продажи изделия. Гарантия распространяется на производственные дефекты. Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в результате естественного износа изделия, на повреждения, вызванные злоупотреблением, аварийными и любыми запрещенными изменениями оригинальной формы изделия. Гарантийный срок хранения – 3 года. Срок службы – 3 года.

[www.gradusnik.pro](http://www.gradusnik.pro)

### Сведения о сертификации

Декларация о соответствии № РОСС СN.ИМ25.Д05197,  
срок действия с 23.06.2011г. по 23.06.2014г.  
Регистрационное удостоверение ФС №2009/05005,  
срок действия с 27.08.2009г.

### ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

1. Дата покупки отмечается продавцом в гарантийном талоне.
2. При отсутствии такой отметки срок гарантии исчисляется с даты изготовления изделия.
3. В случае обнаружения неисправностей в изделии в гарантийный период, покупатель может обратиться к продавцу для его ремонта только при наличии настоящего талона.

Дата продажи \_\_\_\_\_

Дата изготовления 25 АЕК 2013 \_\_\_\_\_

ООО «Мега-Оптим»

Контактный телефон: (495) 968-80-83, (916) 503-12-29

Адрес: 143396, г. Москва, поселение Первомайское, х. Ильичёвка, стр. 3.

Подпись продавца \_\_\_\_\_

Подпись покупателя \_\_\_\_\_



[www.mega-optim.ru](http://www.mega-optim.ru)