

ПАСПОРТ
Пандус перекатной
алюминиевый для инвалидных колясок



Производитель: **Вонш Рэмп Индустри КО Лимитэд** (Китай)

Модель: **TR 301-60**

Грузоподъемность: **270 кг**

модель	Длина в раб. полож.	Вес
TR 301-60	60 см	5 кг

Перекатной пандус подходит для преодоления порогов высотой 100 мм. Снабжен противоскользким рифлением. Предназначен для удобства передвижения инвалидов на креслах-колясках как в помещениях, так и на улице. Пандусы алюминиевые не подлежат обязательной сертификации. **Гарантия на изделия** – 1 год с момента продажи. Гарантия не распространяется в случаях не соблюдения условий хранения и эксплуатации изделия. Гарантия распространяется на производственные дефекты. Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в результате естественного износа изделия, на повреждения, вызванные злоупотреблением, аварийными и любыми запрещенными изменениями оригинальной формы изделия. Гарантийный срок хранения – **3 года**. Срок службы – **3 года**.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

1. Дата покупки отмечается продавцом в гарантийном талоне.
2. При отсутствии такой отметки срок гарантии исчисляется с даты изготовления изделия.
3. В случае обнаружения неисправностей в изделии в гарантийный период, покупатель может обратиться к продавцу для его ремонта только при наличии настоящего талона.

Дата продажи _____

Дата изготовления _____

Подпись продавца _____

Подпись покупателя _____