

# EZ Rider

1. Прогулочная коляска комплектуется капюшоном
2. Комнатная коляска комплектуется прозрачным столиком

- Компактная коляска с механизмом складывания по типу «трость».
- Фиксированный угол наклона сиденья 10°. *Для детей, которые могут сидеть, самостоятельно держать голову.*
- Регулировка глубины сиденья и высоты подножек. *Коляска «растет» вместе с ребенком.*
- Н-образный ремень с 5-ю точками крепления. *Надежная фиксация тела ребенка.*
- Контурный подголовник. *Поддержка головы, не закрывает обзор ребенку.*
- Быстросъемные задние колеса с широкими шинами. *Обладают повышенной проходимостью и устойчивостью, легко снимаются для хранения и транспортировки.*
- Система самонатяжения Self-Tensio™. *Поверхность спинки и сиденья всегда остается ровной, аналогично коляскам с твердым основанием. Существенно снижается вибрация при движении.*
- Фиксаторы передних вилок. *Для движения по неровной поверхности, снегу.*
- Съемная моющаяся обшивка с повышенным воздухообменом.

Цельная регулируемая по углу наклона ручка для сопровождающего лица (EZ 12/14/16)

Контурный подголовник

Стояночные тормоза

Быстросъемные задние колеса (EZ 12/14/16)

5-ти точечный Н-образный ремень безопасности

Регулируемые по высоте, откидные подножки



# Спецификация EZ Rider

## Комплектация коляски

- Откидные подножки, регулируемые по длине.
- Регулируемая по углу наклона ручка для сопровождающего лица (EZ 12/14/16).
- Для EZ 18 - отдельные ручки для сопровождающего лица.
- Быстросъемные задние колеса с цельнолитыми шинами - 29x6см, передние - 19x5см (EZ 12/14/16)
- Для EZ 18 колеса с цельнолитыми шинами: задние - 28x6см, передние - 20x5см.
- Стояночные тормоза для задних колес.
- Н-образный ремень с 5-ю точками крепления.
- Контурный подголовник.
- Фиксаторы передних вилок.
- Корзинка для вещей.
- Капюшон (для прогулочных колясок).
- Прозрачный столик (для комнатных колясок).



Контурный подголовник



Капюшон



Прозрачный столик



Удлинитель сиденья



Н-образный ремень



Фиксатор передней вилки

## Габаритные размеры

Модель	Общая ширина, см	Высота, см	Длина, см	Длина в сложенном виде, см	Ширина в сложенном виде, см	Высота в сложенном виде, см
EZ 12	54.6	96.5	99	108	35.6	36.8
EZ 14	58.4	96.5	104	114	34.3	39.4
EZ 16	66	91.4	124.5	122	35.6	40.5
EZ 18	66	94	122	115.6	36.8	39.4

## Цвета обшивки



Корзинка для вещей

Модель	Ширина сиденья, см	Глубина сиденья, см	Высота спинки, см	Длина подножек, см	Высота сиденья, см	Угол наклона спинки	Угол наклона сиденья	Высота крепления ремней, см	Грузоподъемность, кг	Вес, кг**
EZ 12	30.5	28-35.6	53.3	7.6-50.8	48.3	100°	10°	27.9-43.2	34	14.5
EZ 14	35.5	33-40.6	61	7.6-53.3	50.8	100°	10°	35.6-50.8	45.5	16.6
EZ 16	40.5	35.5-43.2	66	7.6-55.9	50.8	100°	10°	38.1-53.3	77	16.6
EZ 18	45.5	41.8-49.5	68.6	7.6-55.9	54.6	100°	10°	40.6-55.9	114	16.2

\*\* - вес коляски стандартной комплектации без капюшона и столика