

# Cruiser

## 1. Прогулочная коляска комплектуется капюшоном

## 2. Комнатная коляска комплектуется прозрачным столиком

- Компактная коляска с механизмом складывания по типу «трость».
- Фиксированный угол наклона сиденья 30°. Для длительного нахождения ребенка в коляске. Снижает нагрузку на позвоночник, мышцы спины и внутренние органы.
- Регулировка глубины сиденья и высоты подножек. Коляска «растет» вместе с ребенком.
- Н-образный ремень с 5-ю точками крепления. Надежная фиксация тела ребенка.
- 3 фиксированных положения спинки. Позволяет выбрать наиболее комфортное положение.
- Быстросъемные задние колеса с широкими шинами. Обладают повышенной проходимостью и устойчивостью, легко снимаются для хранения и транспортировки.
- Система самонатяжения Self-Tensio™. Поверхность спинки и сиденья всегда остается ровной, аналогично коляскам с твердым основанием. Существенно снижается вибрация при движении.
- Фиксаторы передних вилок. Для движения по неровной поверхности, снегу.
- Съемная моющаяся обшивка с повышенным воздухообменом.



# Спецификация Cruiser

## Комплектация коляски

- Откидные подножки, регулируемые по длине
- Регулируемая по углу наклона ручка для сопровождающего лица (CX10/12/14/16).
- Для CX18 - отдельные ручки для сопровождающего лица.
- Быстросъемные задние колеса с цельнолитыми шинами - 29x6см, передние - 19x5см (CX10/12/14/16)
- Для CX18 колеса с цельнолитыми шинами: задние - 28x6см, передние - 20x5см.
- Стояночные тормоза для задних колес.
- Н-образный ремень с 5-ю точками крепления, с фиксацией плечевой поддержки на разной высоте.
- Контурный подголовник.
- Корзинка для вещей.
- Фиксаторы передних вилок.
- Упор для сопровождающего лица.
- Капюшон (для прогулочных колясок).
- Прозрачный столик (для комнатных колясок).



Контурный подголовник



Капюшон



Прозрачный столик



Удлинитель сиденья



Н-образный ремень



Фиксатор передней вилки

## Габаритные размеры

Модель	Общая ширина, см	Высота, см	Длина, см	Длина в сложенном виде, см	Ширина в сложенном виде, см	Высота в сложенном виде, см
<b>CX 10</b>	56	94	122	119	38	43
<b>CX 12</b>	60	97	112	122	38	43
<b>CX 14</b>	65	94	124.5	119	41	43
<b>CX 16</b>	70	102	132	135	41	43
<b>CX 18</b>	72.4	97	140	127	38	43

## Цвета обшивки



Упор для сопровождающего лица



Корзинка для вещей

Модель	Ширина сиденья, см	Глубина сиденья, см	Высота спинки, см	Длина подножек, см	Высота сиденья, см	Угол наклона спинки	Угол наклона сиденья	Высота крепления ремней, см	Грузоподъемность, кг	Вес, кг**
<b>CX 10</b>	25.5	20.2-28	51	13-53.4	58	85°, 90°, 95°	30°	28-48	34	15
<b>CX 12</b>	30.5	25-33	51	13-63.5	61	85°, 90°, 95°	30°	30.5-51	34	15
<b>CX 14</b>	35.5	30.5-38	58	10-56	56	85°, 90°, 95°	30°	38-58	45.5	16
<b>CX 16</b>	40.5	33-40.6	61	10-57	58.4	85°, 90°, 95°	30°	43-63.5	77	17
<b>CX 18</b>	45.5	40.6-53.3	64	20.3-58	66	85°, 90°, 95°	30°	41-56	114	17

\*\* - вес коляски стандартной комплектации без капюшона и столика