

Rodeo

1. Прогулочная коляска комплектуется капюшоном

2. Комнатная коляска комплектуется прозрачным столиком

- Коляска повышенной комфортности, механизм складывания по типу «книжка».
- Плавная регулировка угла наклона спинки совместно с сидением до 45 ° и угла наклона подножки.
Для отдыха, кормления, улучшения пищеварения и дыхания. Снижает нагрузку на позвоночник, мышцы спины и внутренние органы.
- Регулировка глубины сиденья и высоты подножек.
Коляска «растет» вместе с ребенком.
- Н-образный ремень с 5-ю точками крепления.
Надежная фиксация тела ребенка.
- Быстросъемные задние колеса с широкими шинами.
Обладают повышенной проходимостью и устойчивостью, легко снимаются для хранения и транспортировки.
- Съемная моющаяся обшивка с повышенным воздухообменом.
- Контурный подголовник.
Поддержка головы, не закрывает обзор ребенку.



* - опция, приобретается дополнительно

Спецификация Rodeo

Комплектация коляски

- Подножка, регулируемая по длине и углу.
- Регулируемая по углу наклона ручка для сопровождающего лица.
- Быстросъемные задние колеса с цельнолитыми шинами - 29х6см, передние - 19х5см.
- Стояночные тормоза для задних колес.
- Н-образный ремень с 5-ю точками крепления.
- Контурный подголовник.
- Съемные, откидные, регулируемые по высоте подлокотники.
- Корзинка для вещей.
- Капюшон (для прогулочных колясок)
- Прозрачный столик (для комнатных колясок)



Контурный подголовник



Капюшон



Прозрачный столик



Удлинитель сиденья



Н-образный ремень



Корзинка для вещей

Габаритные размеры

Модель	Общая ширина, см	Высота, см	Длина, см	Длина в сложенном виде, см	Ширина в сложенном виде, см	Высота в сложенном виде, см
RD 10	53	109	77.5	85	53.3	44.5
RD 12	58.5	109	89	86	58.5	43
RD 14	63.5	112	89	86	63.5	45.7
RD 16	68.5	114	91.5	101.5	68.5	45.7



Модель	Ширина сиденья, см	Глубина сиденья, см	Высота спинки, см	Длина подножек, см	Высота сиденья, см	Угол наклона спинки	Угол наклона сиденья со спинкой	Высота крепления ремней, см	Грузоподъемность, кг	Вес, кг**
RD 10	25.5	17.8-30.5	53.3	23-35.6	51	0°, 20°	5°-45°	33-48.3	34	16.2
RD 12	30.5	22.9-35.6	56	23-35.6	53	0°, 20°	5°-45°	38-53.3	34	18
RD 14	35.5	27.9-40.6	61	28-40.6	56	0°, 20°	5°-45°	40.6-56	45.5	19.8
RD 16	40.5	33-45.7	63.5	30.5-45.7	56	0°, 20°	5°-45°	45.7-61	77	20.7

** - вес коляски стандартной комплектации без капюшона и столика