

## Подъемное устройство для инвалидов для ванны «Каньо»



Подъемное устройство для инвалидов для ванны «Каньо» выполнено из высококачественной, прочной пластмассы и имеет облегченную конструкцию (10,8 кг). Легко транспортируется, просто упаковывается и подходит для использования как в домашних, так и в больничных условиях или во время путешествия.

Регулировка подъемника осуществляется при помощи ручного пульта управления.

Прочный механизм рамы, выполненный по принципу ножниц, делает возможным поднятие и опускание подъемника от 6,5 до 45,5 см.

### Особенности подъемника «Каньо»:

- ✓ подходит для всех стандартных форм ванн
- ✓ пульт ручного управления небольшого размера с удобным спиральным кабелем
- ✓ нескользящая поверхность сиденья и спинки
- ✓ съемные, подлежащие санитарной обработке, чехлы
- ✓ регулировка угла наклона спинки до 40°
- ✓ эргономичная форма сиденья
- ✓ управление подъемом и спуском при помощи простого нажатия кнопки
- ✓ литиевая технология ION (время зарядки батареи – 3 часа)

### Технические характеристики

- Ширина сиденья с/без боковыми панелями – 37,5/71 см
- Глубина сиденья – 50 см
- Высота сиденья – 6,5–45,5 см
- Спинка (ширина x высота) – 35 x 68 см
- Общая высота – 110,5 см
- Общая глубина при поднятой спинке – 69 см
- Общая глубина при опущенной спинке – 90 см
- Максимальный вес пользователя – 140 кг
- Общий вес, включая пульт – 10,8 кг

