





Рама			
	Откидные подлокотники, регулируемые по высоте	Обеспечивают дополнительную поддержку, не мешая посадке и высадке пользователя (необходимы для установки прозрачного стола).	7 900,00 руб.
	Удлиннитель спинки	Увеличивает длину спинки для высоких людей.	5 400,00 руб.
	Мягкий подголовник	Мягкий, регулируемый по высоте, подголовник предназначен для фиксации головы в центральном положении.	7 500,00 руб.
Туловище			
	Мягкая вставка (уменьшает ширину сидения на 5 см и глубину на 2 см)	Ребристая поверхность обеспечивает правильное положение тела ребенка при посадке и способствует воздухообмену. Мягкая вставка легко устанавливается	14 900,00 руб.

		на сиденье коляски.	
	Регулируемый пояс для латеральной поддержки туловища при сколиозе (тип 2)	Пояс предназначен для боковой поддержки и стабилизации туловища при посадке. Дополнительные клапаны также показаны для коррекции сколиоза.	12 200,00 руб.
	Регулируемый пояс для латеральной поддержки туловища при сколиозе (тип 1)	Пояс предназначен для боковой поддержки и стабилизации туловища при посадке. Дополнительные клапаны также показаны для коррекции сколиоза.	8 400,00 руб.
	Удерживающий жилет	Обеспечивает дополнительную фиксацию тела, придает ему более удобное и безопасное положение. Жилет разводит плечи, способствует формированию правильной осанки, а также удерживает тело, предотвращая падение ребенка вперед.	12 800,00 руб.
Ноги и стопы			

	<p>Опоры для стопы регулируемые по углу наклона (пара) станд. размера</p>	<p>Подножки легко регулируются по углу наклона.</p>	<p>4 900,00 руб.</p>
	<p>Фиксаторы стоп - Средние 20 - 28 см(пара)</p>	<p>Регулируемые ремни Velcro фиксируют ступни на подножках. Ремни оборачиваются как вокруг лодыжки, так и вокруг ступни.</p>	<p>6 100,00 руб.</p>
	<p>Фиксаторы стоп - Большие 23 - 30 см(пара)</p>	<p>Регулируемые ремни Velcro фиксируют ступни на подножках. Ремни оборачиваются как вокруг лодыжки, так и вокруг ступни.</p>	<p>6 100,00 руб.</p>
	<p>Фиксаторы стоп - Малые 17 - 25 см (пара)</p>	<p>Регулируемые ремни Velcro фиксируют ступни на подножках. Ремни оборачиваются как вокруг лодыжки, так и вокруг ступни.</p>	<p>6 100,00 руб.</p>
	<p>Латеральный поддерживающий абдуктор(устанавливается без подушек)</p>	<p>Сводит бедра для стабилизации посадки. Степень сведения регулируется.</p>	<p>7 500,00 руб.</p>

	<p>Опора для икр</p>	<p>Обеспечивает комфортное расположение туловища и снимает нагрузку на ноги. Опора особенно полезна при наклоне кресла.</p>	<p>2 900,00 руб.</p>
	<p>Медиальный поддерживающий абдуктор (устанавливается без подушек)</p>	<p>Разводит бедра для стабилизации посадки. Степень фиксации регулируется по каждому бедру отдельно.</p>	<p>7 500,00 руб.</p>
<p>Аксессуары</p>			
	<p>Зимний мешок</p>	<p>Обеспечивает тепло и уют вашему ребенку.</p>	<p>8 900,00 руб.</p>
	<p>Дождевик</p>	<p>Защищает ребенка от дождя и других осадков.</p>	<p>2 900,00 руб.</p>
	<p>Фирменная сумка коляски</p>	<p>Сумка идеально подходит для транспортировки кресла в самолете, поезде, автобусе. Сумка выполнена из прочного материала Cordura, имеет застежку-молнию, ручки с обеих сторон и регулируемые</p>	<p>9 900,00 руб.</p>

		<p>лямку. Имеет универсальный размер. Изготавливается только черного цвета.</p>	
	<p>Карман для принадлежностей - универсальный</p>	<p>Идеально подходит для хранения необходимых вещей, в съемном виде может использоваться как обычная сумка. Легко снимается и выполнена из практичной сетчатой ткани.</p>	<p>2 500,00 руб.</p>
	<p>Антипрокидыватели</p>	<p>Предотвращают опрокидывание кресла назад.</p>	<p>7 650,00 руб.</p>
	<p>Прозрачный столик (стоимость включает крепеж)</p>	<p>Столик незаменим для приема пищи, тонкой моторной деятельности и обеспечивает поддержку верхней части туловища. Столик легко снимается и устанавливается.</p>	<p>13 150,00 руб.</p>
<p>Шины</p>			
	<p>12.5"</p>	<p>Задние цельнолитые профилированные шины</p>	<p>7 500,00 руб.</p>

	<p>7.5" x 2" Передние, 12.5" - Задние профилированные пневматические шины</p>	<p>Обладают повышенной проходимостью и устойчивостью, задние колеса легко снимаются для хранения и транспортировки.</p>	<p>10 400,00 руб.</p>
---	---	---	-----------------------