

Характеристики базовой комплектации

- Рама дюралюминиевая, складная, с двойной усиленной крестовиной
- Колеса:
 - Комнатный вариант — литые передние, 6 дюймов; приводные, 24 дюйма
 - Прогулочный вариант — пневматические передние, 8 дюймов; приводные, 24 дюйма
- Быстросъемные приводные колеса
- Изменение длины колесной базы в двух положениях в диапазоне 8 см
- Спинка и сиденье из синтетической ткани, армированной нейлоновыми волокнами
- Спинка с люмбальным изгибом
- Съёмные, отводящиеся внутрь и в стороны подножки с опорами для стоп, регулируемые по углу наклона
- Отводящиеся назад подлокотники
- Встроенный в раму опрокидыватель
- Регулируемый стояночный тормоз
- Ремни для поддержки голеней
- Подушка противопролежневая, 5 см

| Технические характеристики | |
|----------------------------|--|
| Макс. вес пользователя | 125 кг |
| Ширина сиденья | 38 см; 40,5 см; 43 см; 45,5 см; 48 см; 50,5 см |
| Глубина сиденья | 40 см; 43 см; 46 см |
| Высота спинки | 42,5 см; 45 см; 47,5 см |
| Высота сиденья:* | |
| спереди | 42–51 см |
| сзади | 38–49 см |
| Угол наклона сиденья | от –5° до 15° |
| Длина подножки | 36–47 см |
| Вес коляски | от 17 кг |
| Цвет рамы | серебристый металл |

* Диапазон зависит от типа вилки переднего колеса и размера передних и задних колес

В зависимости от потребностей пользователя кресло-коляска Старт поставляется в следующих комплектациях:

| Комплекты | Описание |
|-------------|---|
| Комплект 1 | Базовая комплектация |
| Комплект 2 | Базовая комплектация, оснащенная набором инструментов |
| Комплект 3 | Базовая комплектация, оснащенная антипрокидывающим устройством и набором инструментов |
| Комплект 4 | Базовая комплектация, оснащенная регулируемой по углу наклона 30° спинкой, антипрокидывающим устройством, набором инструментов (оснащен нерегулируемой по высоте спинкой высотой 47,5 см). |
| Комплект 5 | Базовая комплектация, оснащенная транзитными колесами, набором инструментов |
| Комплект 6 | Базовая комплектация, оснащенная подножками с регулируемым углом в коленном суставе, набором инструментов |
| Комплект 7 | Базовая комплектация, оснащенная тормозами для сопровождающего лица, набором инструментов |
| Комплект 8 | Базовая комплектация, оснащенная подголовником, набором инструментов |
| Комплект 9 | Базовая комплектация, оснащенная приводом для управления одной рукой, набором инструментов |
| Комплект 10 | Базовая комплектация, оснащенная фиксирующим поясным ремнем, набором инструментов |
| Комплект 11 | Базовая комплектация, оснащенная подножками при ампутации голени, антипрокидывающим устройством, набором инструментов |
| Комплект 12 | Базовая комплектация, оснащенная спинкой с регулировкой натяжения обшивки (для людей с выраженными симптомами сколиоза и кифоза) антипрокидывающим устройством, набором инструментов |
| Комплект 13 | Базовая комплектация, оснащенная столиком, набором инструментов |
| Комплект 14 | Базовая комплектация, оснащенная тораксиальными (боковыми) поддерживающими верхнюю часть корпуса пелотами, спинкой с регулировкой натяжения обшивки, ремнями на стопы, набором инструментов |
| Комплект 15 | Базовая комплектация, оснащенная боковыми поддержками туловища, спинкой с регулировкой натяжения обшивки, ремнями на стопы, поясным ремнем, подголовником, тормозами для сопровождающего лица, набором инструментов. Предназначена для людей с ДЦП. |
| Комплект 16 | Базовая комплектация, оснащенная спинкой, регулируемой по углу наклона 30°, с регулировкой натяжения обшивки, боковыми поддержками туловища, ремнями на стопы, поясным ремнем, подголовником, тормозами для сопровождающего лица, антипрокидывающими устройствами, набором инструментов. Предназначена для людей с ДЦП. |