


ПАСПОРТ

Пандус перекатной TR 101

алюминиевый для инвалидов колясок



Производитель: **Вонш Рэмп Индустри КО Лимитэд** (Китай)

Поставщик: **ООО «Мега-Оптим»** (Россия)

Модели: **TR 101-60x60, TR 101-78x60, TR 101-60x70,**

TR 101-78x70, TR 101-98x70, TR 101-78x80, TR 101-98x80

Грузоподъемность: **270 кг**

		ширина, см		
		60	70	80
длина, см	60	TR 101-60x60 (3,2 кг)	TR 101-60x70 (3,5 кг)	
	78	TR 101-78x60 (4,1 кг)	TR 101-78x70 (4,6 кг)	TR 101-78x80 (5,6 кг)
	98		TR 101-98x70 (6 кг)	TR 101-98x80 (6,9 кг)

Перекатной пандус подходит для преодоления небольших порогов. Снабжен противоскользящим рифлением. Предназначен для удобства передвижения инвалидов на креслах-колясках как в помещениях, так и на улице. Пандусы алюминиевые не подлежат обязательной сертификации.

Гарантия на изделия – 1 год с момента продажи. Гарантия не распространяется в случаях не соблюдения условий хранения и эксплуатации изделия. Гарантия распространяется на производственные дефекты. Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в результате естественного износа изделия, на повреждения, вызванные злоупотреблением, аварийными и любыми запрещенными изменениями оригинальной формы изделия. Гарантийный срок хранения – **3 года**. Срок службы – **3 года**.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

1. Дата покупки отмечается продавцом в гарантийном талоне.
2. При отсутствии такой отметки срок гарантии исчисляется с даты изготовления изделия.
3. В случае обнаружения неисправностей в изделии в гарантийный период, покупатель может обратиться к продавцу для его ремонта только при наличии настоящего талона.

Дата продажи _____

Дата изготовления _____

Подпись продавца _____

Подпись покупателя _____