


Характеристики модификации PD (динамический)

модификация	Параподиум PD (динамический)				
	100	125	150	180	200
грудной упор (регулировка по высоте, ширине, глубине и горизонтальной оси)	да	да	да	да	да
подмышечные опоры (регулировка по высоте и ширине)	да	да	да	да	да
коленные упоры с фиксаторами (регулировка по высоте, ширине, глубине, горизонтальной и вертикальной оси)	да	да	да	да	да
фиксаторы стоп (регулировка по ширине)	нет	нет	да	да	да
Набор полозьев с платформами для стоп	да	да	да	да	да
пояс промежности	нет	нет	нет	нет	нет
колёса основания	нет	нет	нет	нет	нет
функция самостоятельного передвижения	да	да	да	да	да
фиксатор кистей*	да	да	да	да	да
фиксатор спины*	да	да	да	да	да
столик *	нет	нет	нет	нет	нет
ширина бёдер - параметр S (см.)	21-29	25-35	29-43	37-61,5	37-61,5
глубина бёдер - параметр G (см.)	16,5-23	20-28	23-34	26-38	29-41
высота до оси тазобедренного сустава - параметр К (см.)	46-60	54,5-64,5	67-81	88-108	98-118
высота до оси коленного сустава - параметр D** (см.)	9-28	15-30	15-61	15-74	15-89
рост пациента - параметр E** (см.)	85-105	105-125	125-155	155-185	185-205
максимальный вес пациента (кг.)	20	35	70	90	110
ширина устройства (см.)	42,5-58	48-68	52-79	62-99	62-99
длина устройства (см.)	58-61	64-68	83--88	83-88	83-88
масса устройства нетто (кг.)	10,5	13,5	26,0	28,5	30,0
масса устройства брутто (кг.)	14,5	17,5	32,0	34,5	36
размер 1-ой коробки упаковки (см.)	48x46x45	48x46x45	63x57x49	63x57x49	63x57x49
масса брутто 1-ой коробки упаковки (кг.)	8,5	10,0	17,0	19,0	18,5
размер 2-ой коробки упаковки (см.)	68x25x24	68x25x24	99x33x29	99x33x29	99x33x29
масса брутто 2-ой коробки упаковки (кг.)	6,0	7,5	15,0	15,5	17,5
кол-во коробок, в которое упаковано устройство (шт.)	2	2	2	2	2
общий объём устройства в упаковке (куб.м.)	0,14	0,14	0,27	0,27	0,27
Паспорт-инструкция по сборке	да	да	да	да	да



S - ширина бёдер пациента  
 G - глубина бёдер пациента  
 K - высота до оси тазобедренного сустава пациента\*\*  
 D - высота до оси коленного сустава пациента\*\*  
 E - рост пациента\*\*  
 \*) в обуви, в которой пациент будет использовать параподиум..

\* - дополнительная комплектация (не входит в стоимость стандартной комплектации)

\*\* - в обуви, в которой пациент будет использовать параподиум