


Характеристики модификации РЈМС (мобильный комбо)

модификация	Параподиум РЈМС (мобильный комбо)				
модель	100	125	150	180	200
грудной упор (регулировка по высоте, ширине, глубине и горизонтальной оси)	да	да	да	да	да
подмышечные опоры (регулировка по высоте и ширине)	да	да	да	да	да
коленные упоры с фиксаторами (регулировка по высоте, ширине, глубине, горизонтальной и вертикальной оси)	да	да	да	да	да
фиксаторы стоп (регулировка по ширине)	да	да	да	да	да
Набор полозьев с платформами для стоп	да	да	да	да	да
пояс промежности	да	да	да	да	да
колёса основания	да	да	да	да	да
функция самостоятельного передвижения	да	да	да	да	да
фиксатор кистей*	да	да	да	да	да
фиксатор спины*	да	да	да	да	да
столлик *	да	да	да	да	да
ширина бёдер - параметр S (см.)	21-27	25-36	29-43	37-61,5	37-61,5
глубина бёдер - параметр G (см.)	16,5-21	20-26	23-34	26-38	29-41
высота до оси тазобедренного сустава - параметр К (см.)	39,5-50	50-60	65-79	86-106	96-116
высота до оси коленного сустава - параметр D** (см.)	9-28	12-36	12-51	12-71	12-79
рост пациента - параметр E** (см.)	85-105	105-125	125-155	155-185	185-205
максимальный вес пациента (кг.)	20	35	70	90	110
ширина устройства (см.)	50-58	55-67	68-83	75-102	75-102
длина устройства (см.)	82	82	84	84	84
масса устройства нетто (кг.)	22	23	38	40	41,5
масса устройства брутто (кг.)	26	27	44	46	47,5
размер 1-ой коробки упаковки (см.)	63x57x49	63x57x49	63x57x49	63x57x49	63x57x49
масса брутто 1-ой коробки упаковки (кг.)	26	27	23	24	25
размер 2-ой коробки упаковки (см.)			99x33x29	99x33x29	99x33x29
масса брутто 2-ой коробки упаковки (кг.)			21	22	22,5
кол-во коробок, в которое упаковано устройство (шт.)	1	1	2	2	2
общий объём устройства в упаковке (куб.м.)	0,176	0,176	0,27	0,27	0,27
Паспорт-инструкция по сборке	да	да	да	да	да



S - ширина бёдер пациента  
 G - глубина бёдер пациента  
 K - высота до оси тазобедренного сустава пациента\*\*  
 D - высота до оси коленного сустава пациента\*\*  
 E - рост пациента\*\*  
 \*) в обуви, в которой пациент будет использовать параподиум..

\* - дополнительная комплектация (не входит в стоимость стандартной комплектации)

\*\* - в обуви, в которой пациент будет использовать параподиум