

Safari

1. Прогулочная коляска комплектуется капюшоном

2. Комнатная коляска комплектуется прозрачным столиком

- Коляска повышенной комфортности, складная по типу «трость».
- Плавная регулировка угла наклона спинки совместно с сидением до 45 ° и угла наклона подножек.
Для отдыха, кормления, улучшения пищеварения и дыхания. Снижает нагрузку на позвоночник, мышцы спины и внутренние органы.
- Регулировка угла наклона спинки отдельно от сиденья.
Оптимальное положение ребенка в течение всего дня.
- Н-образный ремень с 5-ю точками крепления.
Надежная фиксация тела ребенка.
- Поддерживающая подушка сиденья с твердой вставкой.
Повышенный комфорт и улучшение осанки ребенка. Мягкая передняя часть снижает давление на сгибе колена, что улучшает кровоток.
- Регулировка глубины сиденья и высоты подножек.
Коляска «растет» вместе с ребенком.
- Быстросъемные задние колеса с широкими шинами.
Обладают повышенной проходимостью и устойчивостью, легко снимаются для хранения и транспортировки.
- Съёмная моющаяся обшивка с повышенным воздухообменом.



* - опция, приобретается дополнительно

Спецификация Safari

Комплектация коляски

- Подножки регулируемые по длине.
- Раздельные ручки для сопровождающего лиц.
- Быстросъемные задние колеса с цельнолитыми шинами - 29х6см, передние - 19х5см (SF 12/14/16).
- Для SF 18 колеса с цельнолитыми шинами: задние - 28х6см, передние - 20х5см.
- Поддерживающая подушка сиденья с твердой вставкой.
- Стояночные тормоза для задних колес.
- Н-образный ремень с 5-ю точками крепления.
- Контурный подголовник.
- Армированная обшивка.

- Корзинка для вещей.
- Съемные, откидные, регулируемые по высоте подлокотники.
- Капюшон (для прогулочных колясок)
- Прозрачный столик (для комнатных колясок)



Контурный подголовник



Капюшон



Прозрачный столик



Удлинитель сиденья



Армированная обшивка



Корзинка для вещей



Н-образный ремень



Поддерживающая подушка

Габаритные размеры

Модель	Общая ширина, см	Высота, см	Длина, см	Длина в сложенном виде, см	Ширина в сложенном виде, см	Высота в сложенном виде, см
SF 12	54.6	113	92.7	122	42	36.8
SF 14	61.6	115.6	99	127	37.5	35.6
SF 16	64.8	115.6	108	129.5	41.3	35.6
SF 18	66	113	105.5	131	38	36



Модель	Ширина сиденья, см	Глубина сиденья, см	Высота спинки, см	Длина подножек, см	Высота сиденья, см	Угол наклона спинки	Угол наклона сиденья со спинкой	Высота крепления ремней, см	Грузоподъемность, кг	Вес, кг**
SF 12	30.5	23-35.6	58	27.9-33	59.7	3°, 22°, 46°	5°-45°	22-51	34	18.5
SF 14	35.5	27.9-40.6	56	27.9-33	66	1°, 19°, 40°	5°-45°	24-50	45.5	19.8
SF 16	40.5	33-45.7	56	31.8-36	66	1°, 19°, 40°	5°-45°	25-51	77	21.6
SF 18	45.5	38-51	55	25-41	58	1°, 19°, 40°	5°-45°	32-47	114	23.5

** - вес коляски стандартной комплектации без капюшона и столика