



HEINE OMEGA® 500 с цифровой видеокамерой DV 1

Формирование цифровых изображений глазного дна в высоком разрешении



NEW! Теперь с разрешением в 5 мегапикселей



ТОЛЬКО В HEINE

- Встроенная регулировка резкости
- Разрешение 5 мегапикселей
- Простота в использовании

- ✦ **НОВОЕ: разрешение в 5 мегапикселей.** В ходе обследований можно создавать видео или стоп-кадры высокого разрешения. На изображениях отсутствуют шумы, обусловленные повышенной светочувствительностью камеры, — подходит для обследования недоношенных детей. Идеален, чтобы делиться данными врача, проводящего обследование, с широкой аудиторией, сообщать пациентам диагноз, записывать методики работы для презентаций и карты пациентов.
- ✦ **Простая эксплуатация.** Формирование цифровых изображений без дополнительных настроек. Просто начните запись, и изображение, в том виде, как оно отображается в OMEGA500, появится на экране.
- ✦ **Удобное и сбалансированное размещение.** Шлем OMEGA500 идеально распределяет небольшой вес компактной камеры и оптики, обеспечивая его удобное размещение.
- ✦ **Встроенная регулировка резкости.** Большая глубина фокуса в сочетании с легкодоступной регулировкой резкости, даже для ассистента, обеспечивает получение четких сфокусированных изображений.
- ✦ **Интерфейс и программное обеспечение.** С помощью интерфейса USB 2.0 подключается к любому ноутбуку или компьютеру. Поставляется с программным обеспечением для записи видео и изображений.
- ✦ **100%-ная свобода движения – никаких кабельных соединений с аккумулятором mPack UNPLUGGED.**
- ✦ **Интегрированная конструкция камеры.** Встроенная камера обеспечивает точное совмещение с оптической системой непрямого офтальмоскопа. Прочная пыленепроницаемая конструкция. Для формирования цифровых изображений дальнейшей регулировки зеркал не требуется.

Наборы OMEGA 500 с DV1	XHL — 6 В	LED — 6 В
OMEGA 500 с DV 1 и mPack с трансформатором	C-004.33.560	C-008.33.560
OMEGA 500 с DV 1 и mPack UNPLUGGED с трансформатором	C-004.33.561	C-008.33.561
OMEGA 500 с DV 1 и 2x mPack UNPLUGGED с EN50 UNPLUGGED	C-004.33.562	C-008.33.562
OMEGA 500 с DV 1 и кабелем USB 2.0	C-004.33.563	C-008.33.563
Запасная ксенон-галогеновая лампа XHL	X-004.88.111	
Кабель USB 2.0 для OMEGA 500 с DV 1		X-000.99.206

Наборы HEINE OMEGA® 500 с DV 1

Состав набора: **непрямой офтальмоскоп OMEGA500 с креплением на шлеме с цифровой видеокамерой DV1**, реостат HC50 L на шлем, кабель USB 2.0, 1 большой склеральный депрессор, 1 малый склеральный депрессор, офтальмологическая линза A.R. на 20 диоптрий, 50 карт Fundus Charts, 1 запасная лампа (если используется ксенон-галогеновое освещение), в жестком кейсе.



Наборы OMEGA 500 с DV1	XHL — 6 В	LED — 6 В
mPack UNPLUGGED и трансформатор	C-176.40.670	C-176.41.670