



LIFTKAR PTR

ГУСЕНИЧНЫЙ ПОДЪЕМНИК ДЛЯ ИНВАЛИДОВ



LIFTKAR PTR - ГУСЕНИЧНЫЙ ПОДЪЕМНИК ДЛЯ ИНВАЛИДОВ

Liftkar PTR - гусеничный мобильный подъемник, который поможет вам безопасно транспортировать по лестницам инвалидов на коляске.






Технические особенности

- Электронная защита от перегрузки
- Сенсорная система оптимального угла наклона
- Акустическое и визуальное оповещение при превышении оптимального угла наклона
- Микропроцессорный контроль системы
- Интегрированная система диагностики
- Запас хода до 50 этажей
- LED индикация направления движения
- 3 скорости
- Ключ доступа

Подъемник LIFTKAR PTR легко разбирается на 2 части:
 Гусеничное основание с аккумуляторами - 28 кг.
 Штурвал 11кг

Технические параметры

Общий вес:	39 kg
Штурвал	11 kg
Гусеничное основание	28 kg
Грузоподъемность	130 kg / 160 kg
Скорость в минуту	4.5 m / 5.5 m / 6.5 m
Угол наклона лестницы, не более	35°
Высота	950 mm
Ширина	672 mm
Длина	1390mm





SANO Transportgeraete GmbH

Am Holpoldgut 22, 4040 Lichtenberg / Linz, Austria

Tel. +43 7239 / 510 10 | Fax +43 7239 / 510 10-14 | office@sano.at

www.sano-stairclimbers.com